

PROFITEZ  
AUJOURD'HUI  
DES SYSTÈMES DE  
CONSIGNATION DES SIGNES  
VITAUX DE DEMAIN.



• • • → Welch Allyn Connex®

Moniteur de signes vitaux série 6000 et support de gestion des câbles et accessoires

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# Tout ce qui est indispensable à la sécurité des patients, où vous en avez besoin.

Le moniteur de signes vitaux (MSV) Welch Allyn Connex vous permet de transmettre sans fil les signes vitaux de la chambre du patient au dossier médical électronique, sans étape supplémentaire.

Le MSV Connex vous aide à améliorer le déroulement du travail clinique en augmentant considérablement la fiabilité des signes vitaux consignés et en réduisant le temps de retranscription dans le dossier médical électronique. En outre, notre fonction sans fil intégrée permet d'envoyer des données vers le dossier médical électronique à n'importe quel moment et de n'importe quel endroit. Même si vous n'avez pas encore adopté le dossier médical électronique, le système fonctionne. Le MSV Connex est évolutif et l'option sans fil peut être implémentée après la mise en service de l'appareil.

## Le moniteur de signes vitaux Connex : Allumez-le. Voyez l'avenir.

Le MSV Connex est performant, facile à utiliser, et conçu spécialement pour la surveillance des soins non critiques. Appareil trois en un (vérification ponctuelle, monitoring et triage), il possède une interface utilisateur optimisée qui permet de le configurer rapidement en fonction du mode de travail de votre personnel.

Son fonctionnement simple et intuitif le rend facile à utiliser avec un minimum de formation. Il possède un écran couleur tactile, sans bouton ni molettes, pour faciliter le nettoyage et réduire au minimum la contamination croisée.

- > **Le MSV Connex est conçu pour améliorer l'efficacité et protéger vos patients.**



**ID avancée des patients\*** | Le MSV Connex fonctionne avec une communication sans fil bidirectionnelle. Il associe le numéro d'identification (ID) des patients à leur nom pour vous aider à identifier correctement le patient dans la chambre. De plus, il vous permet de personnaliser les champs d'ID requis et leur mode d'affichage, dont l'affichage simultané de plusieurs formes d'ID.

**Consignation des données complètes des patients\*** | À présent, les médecins n'ont plus besoin d'ordinateur au chevet du patient pour saisir les indicateurs et renseignements du patient (tels que la position du corps, la douleur et la respiration). Ils peuvent consigner ces données directement sur le moniteur sans avoir recours à un PC et transcrire les renseignements ultérieurement.

**Protection des données des patients** | Avec la mise en place des normes strictes de l'HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), la vie privée des patients est préservée. Le MSV Connex permet :

- > de protéger l'anonymat des patients à l'aide d'options personnalisables telles que des abréviations, des symboles et un système de mise en veille de l'écran;
- > de configurer et d'automatiser la suppression des renseignements des patients;
- > d'appliquer des règles pour vérifier la complétude du dossier avant enregistrement.

**Meilleure technologie sans fil de sa catégorie\*\*** | L'option sans fil du MSV Connex est intégrée dans l'appareil. Il s'agit d'une solution intégrée élégante qui permet au moniteur d'agir comme un véritable appareil mobile, compatible avec votre réseau sans fil actuel pour en simplifier l'intégration. De plus, la communication bidirectionnelle offre des données démographiques actualisées sur les patients, tout en assurant leur bonne identification au point de service.

**La gestion performante de l'alimentation vous garantit la disponibilité de l'appareil quand vous en avez besoin.**

- > Les batteries lithium-ion offrent une autonomie de fonctionnement plus longue avec des cycles de recharge courts.
- > L'icône batterie indique le temps restant pour chaque charge.
- > Les options configurables de gestion de l'alimentation permettent de maximiser la durée de vie de la batterie.
- > L'alimentation interne utilise un cordon d'alimentation de qualité hospitalière standard.

\* Nécessite le logiciel de gestion des signes vitaux Connex.

\*\* Veuillez communiquer avec votre représentant Welch Allyn pour en savoir plus sur la configuration requise et la compatibilité du système.

# Consignation complète sur un seul écran.

- > Relevés automatiques
- > Paramètres manuels (respiration, douleur, taille, poids, etc.)
- > Indicateurs (position du corps, détails sur la thérapie O<sub>2</sub>, etc.)
- > Gestion de la mémoire du moniteur :
  - suppression automatique
  - filtrage automatique
- > Alarmes de contrôle, données du patient et monitoring en fonction des besoins

## Mesures ponctuelles


Les différents modes d'utilisation vous permettent de personnaliser le MSV Connex selon les habitudes de travail du personnel.



## Surveillance



## « Triage »



## Fonctions de consignation complète

- > Liste des patients
- > Informations sur le patient
- > Indicateurs

Patient name	Date / Time	NIBP	Temp	PR	SpO2	HR / RR / P / SB
Sanchez, Claudia	04/21/2010 14:59	122/81(98)	36.7	74	97	///
Samuel, Anne	04/21/2010 14:55	106/72(84)	36.6	96	98	///
Barker, Alex	04/21/2010 14:53	110/72(87)	36.6	80	97	///
John, Smith, T	04/21/2010 14:48	106/62(77)	36.7	74	98	////HR

## Écran de révision

- > Filtrage et tri des données
- > Confirmation visuelle du transfert des données vers le dossier médical électronique



## Alarmes

- > Affichage comprimé des signes vitaux
- > Paramètres des alarmes



## Paramètres

- > Programmation des intervalles



## Un socle mobile performant et autonome

Doté d'un système de rangement des câbles et accessoires, le socle mobile ACM bénéficie d'une conception ergonomique qui en facilite l'utilisation. Tous les éléments qui composent le système possèdent leur propre compartiment pour permettre une identification rapide et faciliter l'accès. Ainsi, tout est rangé et organisé. Les utilisateurs peuvent travailler efficacement, en renvoyant une image professionnelle et rassurante lorsqu'ils sont en contact avec les patients. Tous les câbles et accessoires sont intégrés, et le socle est conçu pour faciliter le nettoyage et ainsi réduire au minimum le risque de contamination croisée.



### ORGANISATION

- > Chaque élément du système possède son propre compartiment de stockage conçu avec soin
- > Identification facile et accès rapide
- > Les passages des câbles évitent leurs enchevêtrements et les dommages



### CONCEPTION ERGONOMIQUE

- > Faible encombrement, facile à manœuvrer
- > Hauteur de travail confortable
- > La lampe LED intégrée permet son utilisation dans des endroits peu éclairés sans déranger le patient



### PRÉVENTION DES INFECTIONS

- > Le support de lingettes de décontamination encourage leur utilisation
- > Coins intérieurs arrondis et ouvertures de poubelle
- > Conception modulaire

## PartnerConnect™ et l'outil de service Welch Allyn permettent de rester opérationnel.

Chaque système est expédié avec le logiciel de maintenance PartnerConnect de Welch Allyn. Ce logiciel de maintenance fournit un accès à distance pour le diagnostic, la résolution des problèmes et la réparation des appareils grâce à notre outil de service qui vous permettra d'utiliser le matériel au maximum de ses capacités. Il comprend des possibilités de maintenance proactive qui permettent de résoudre rapidement les problèmes mineurs et de simplifier les exigences telles que la validation et l'étalonnage.

## Un élément important du système novateur de consignation électronique des signes vitaux (CESV) Connex.

Leader des soins de première ligne, Welch Allyn est la seule société à proposer une solution complète pour la saisie et la consignation des signes vitaux, conçue spécialement pour les applications médicales et/ou chirurgicales. En plus du moniteur de signes vitaux Connex, le système de CESV Connex inclut :

- > le logiciel de gestion des signes vitaux Connex, qui permet un transfert rapide et fiable des données relatives aux signes vitaux vers le dossier médical électronique;
- > le socle mobile ACM avec son système unique de rangement des câbles et accessoires;
- > les offres Welch Allyn Partners in Care Services<sup>SM</sup>, comprenant l'installation et l'intégration, ainsi qu'un outil de service permettant le télédiagnostic de vos appareils.



### Masimo SET.

Seuls les capteurs SpO<sub>2</sub>, Masimo® SET, dont les capteurs jetables NR et la série de câbles LNCS, peuvent être utilisés avec l'oxymètre de pouls Masimo. Masimo, Masimo SET, LNCS et NR sont des marques déposées de Masimo Corporation.

### BRAUN

Braun® et ThermoScan® sont des marques déposées de Braun, GmbH

### NELLCOR

Seuls les capteurs pour oxymètre de pouls Nellcor®, y compris les capteurs adhésifs pour les patients *OxiMax*®, peuvent être utilisés avec l'option d'oxymètre de pouls Nellcor. Nellcor et *OxiMax* sont des marques déposées de Nellcor Puritan Bennett, Inc.

Pour savoir comment le moniteur VSM 6000 et son socle mobile ACM peuvent vous aider à améliorer la fiabilité et l'efficacité de consignation des signes vitaux, communiquez avec votre représentant Welch Allyn ou composez le 1 800 561 8797 pour joindre notre service à la clientèle. Pour une analyse personnalisée, connectez-vous à notre site [www.welchallyn.com/connex](http://www.welchallyn.com/connex).

**WelchAllyn**®  
Advancing Frontline Care™

Welch Allyn Corporate Headquarters  
Welch Allyn Canada Ltd. 160 Matheson Boulevard East #2 Mississauga, Ontario L4Z 1V4 Canada  
Tél. : 1 800 561 8797 Téléc. : 1 905 890 0008  
[www.welchallyn.ca](http://www.welchallyn.ca)