

**Hillrom**<sup>™</sup>

Welch Allyn<sup>®</sup>  
Moniteur Spot Vital Signs<sup>®</sup> 4400

# La simplicité à votre portée

Vous travaillez dans un environnement au rythme effréné, alors vous ne pouvez vous permettre de ralentir lorsque vient le moment de recueillir des données essentielles. Notre moniteur de signes vitaux de nouvelle génération est là pour vous aider. Prenez les signes vitaux de façon simple et précise avec une solution s'intégrant harmonieusement à votre routine quotidienne. Le moniteur Spot Vital Signs 4400 constitue un moyen efficace de prendre, de consulter et de documenter les signes vitaux afin que vous puissiez vous consacrer à ce qui compte vraiment: passer plus de temps avec vos patients.

## Simple

Une conception « tout en un » intuitive rend le moniteur Spot Vital Signs facile à utiliser pour n'importe quel membre du personnel soignant. Ajoutez-le à votre flux de travail existant sans aucune perturbation et commencez les examens rapidement à l'aide de l'écran tactile.

## Précis

Reconnu pour son exactitude clinique et ses mesures uniformes,<sup>1</sup> le moniteur Spot Vital Signs peut vous aider à prendre des décisions de traitement éclairées sur le lieu des soins. Le format portable de ce dispositif peut également contribuer à uniformiser la saisie des signes vitaux à l'échelle de votre établissement et accroître la productivité dans les environnements à volume élevé. De plus, le calcul de la pression artérielle moyenne fait maintenant partie du flux de travail principal, ce qui vous permet de prendre des lectures multiples et d'obtenir la moyenne pour une meilleure détection de l'hypertension.

## Branché

Gagnez du temps et contribuez à réduire les erreurs de saisie de données en envoyant les données du patient au dossier médical électronique.




Facile à consulter, facile à utiliser




Saisie des signes vitaux « tout en un »



Connectivité au dossier médical électronique au moyen d'un câble USB





Calcul de la pression artérielle moyenne d'un seul toucher



## Votre nouvelle solution pour détecter l'hypertension

Vous avez peut-être entendu parler du calcul de la pression artérielle moyenne, mais saviez-vous comment cette donnée peut vous aider à améliorer le dépistage de l'hypertension?

Se fier à une seule mesure de la pression artérielle peut être trompeur. En effet, la première lecture peut donner des résultats plus élevés que les mesures subséquentes.<sup>2</sup> De plus, on constate couramment des variations entre des lectures prises en série.<sup>3</sup> Voilà pourquoi l'American Heart Association recommande des solutions de mesure de la pression artérielle automatisées qui peuvent saisir de multiples lectures et calculer la moyenne pendant une visite.<sup>2</sup>

Le calcul de la pression artérielle moyenne contribue à fournir un tableau plus précis de la santé cardiaque de vos patients afin que vous puissiez détecter l'hypertension en toute confiance.

**DES LECTURES DE LA PRESSION ARTÉRIELLE AUXQUELLES VOUS POUVEZ VOUS FIER.**



## RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES\*

Numéro de pièce	Description
44XT	Spot 4400 avec tensiomètre automatique (NIBP) et thermomètre SureTemp®
44WT	Spot 4400 avec tensiomètre automatique (NIBP), thermomètre SureTemp® et capteur de la saturation en oxygène (SpO <sub>2</sub> ) Nonin®
4400-DST	Support de bureau Spot 4400
4400-MBS	Support mobile Spot 4400
77794-M4400	Système mural intégré Green Series™ 777 pour Spot 4400
77794-2M4400	Système mural intégré Green Series™ 777 avec ophthalmoscope PanOptic™ pour Spot 4400
BATT22	Connex® Spot, batterie lithium-ion à deux piles
106275	Câble micro USB
REUSE-11	Brassard, WA, réutilisable, adulte
REUSE-12	Brassard, WA, réutilisable, adulte – grand
4500-35	Tuyau de tensiomètre avec FlexiPort®, 10 pieds

Découvrez tout ce que la simplicité peut vous offrir. Apprenez-en plus en visitant le site [hillrom.com/spot4400](http://hillrom.com/spot4400) aujourd'hui.

**hillrom.com**

4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153

Hillrom se réserve le droit d'apporter des changements à la conception, aux spécifications et aux modèles, et ce, sans préavis. La seule garantie qu'offre Hillrom est la garantie écrite expresse fournie au moment de la vente ou de la location de ses produits.

\* Consultez la liste complète des pièces et accessoires en ligne à l'adresse [hillrom.com/spot4400](http://hillrom.com/spot4400).

<sup>1</sup> 2003 std-Alpert BS, Validation of the Welch Allyn Spot Vital Signs blood pressure device according to the ANSI/AAMI SP10: 2002. Accuracy and cost-efficiency successfully combined. Blood Press Monit. 2007 Oct;12(6):345-7.

<sup>2</sup> Muntner, Paul et al. "Measurement of Blood Pressure in Humans: A Scientific Statement From the American Heart Association." Hypertension 73, no. 5. (May 1, 2019). Doi:10.1161/hyp.0000000000000087.

<sup>3</sup> Robert Smith, MD. Blood pressure averaging methodology: Decreasing the risk of misdiagnosing hypertension.